

↔DataLITE→ EXPLORE



无线数据采集器

EXPLORE收集和测量在正常测试距离范围内的EMG、关节动态运动和其他生理参数的数据。

戴在身上的采集器与DataLITE传感器更靠近，可作为独立的便携式数据采集系统使用。这个设计概念相较于多数传统系统而言具有更大的优势。在传统的系统中，使用有线传感器会受到线长的限制，使用无线传感器和台式接收器会受到无线传输距离的限制。

- ✓ 在液晶显示屏上可以查看实时图形和工程单位数据，与此同时，数据将被保存到可插拔的Micro SD卡上，以供需要时下载到电脑进行分析
- ✓ 连接到电脑后，EXPLORE可作为无线接口，向电脑传输采集到的实时数据
- ✓ 通过DLL将数据实时传输到第三方应用程序接口的同时，数据会自动备份到SD卡中，以便在Biometrics软件中进行分析

- ✓ EMG（肌电图）
- ✓ 各关节动态运动测量
- ✓ 肌肉力量
- ✓ 其他生理参数

更多信息，请访问我们的网站：
www.biometricsltd.com/cn/datalite-explore



外形尺寸	16 x 52 x 45 毫米 (长 x 宽 x 高)
重量	59克
外壳材料	CNC精密加工·耐刮擦的高级航空航天聚合材料
便携式	✓
实时数据采集	✓
通道数	16个传感器·最多24个通道
保存到Micro SD卡	✓
延迟-传感器到电脑传输	40毫秒
无线传输损耗	容限100 毫秒
电源	锂聚合物电池
电池续航	最少10小时

